

## Aufklärungsbogen GLO Pro Home

Sehr geehrter Patient,

Ihr Bleaching Set ist für einen Behandlungszeitraum von max. 10 aufeinanderfolgenden Tagen konzipiert. Pro Tag verwenden sie eine Bleaching Gelkapsel, welche jeweils für 4 Durchgänge à 8 Minuten vorgesehen ist.

### Anwendung:

1. Zähne putzen
2. Lippenbalsam auftragen
3. Gel auf die Zähne pinseln
4. Mundstück einsetzen
5. Gerät starten
6. Gerät schaltet nach 8 Minuten selbstständig ab
7. Mund ausspülen und Mundstück abspülen
8. Vorgang wiederholen von Punkt 3 bis 8, insgesamt vier Durchgänge

Wir empfehlen Ihnen, sich streng an die Behandlungszeiten zu halten, um Schäden am Zahnfleisch zu vermeiden.

Für das bestmögliche Behandlungsergebnis meiden sie während des Behandlungszeitraums:

- Kaffee und Tee
- Tabak
- Rotwein
- Braune und rote Soßen
- Spinat
- Curry
- Senf und Ketchup
- Cola
- Rote Beete

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen strahlenden Lächeln.

[www.gloscience.ch](http://www.gloscience.ch)